

## Ravimidosaatori „Careousel Advance“ kasutusjuhend

1. **Aktiveerige patareid.** Eemaldage seadme põhja all olev patareide kaas (kui see on kruviga suletud, eemaldage eelnevalt kruvi). Esmakordsel kasutamisel eemaldage patarei kontakti vahelt kilest eraldusriba. Seade lülitub patareide ühendamisel automaatselt sisse.
2. **Avage seadme kaas** vajutades sõrmega ravimiluugi all olevale sulgurile ja kergitage kaant.



3. Tõstke avatud seadmest **ravimisahtel** välja. Paigaldage hoolealuse ravimite võtmise sagedusega **sobiv ajarõngas** sahtli keskele (kirjadega trükitud rõngastel 1-4 korda ööpäevas; kui sagedamini, täita tekstita ajarõngas käsitsi). **Paigutage ravimid** sahtlisse vastavalt võtmiskordadele - **üks annus ühes lahtris**. Sahtel paigutage alusele tagasi nii, et **esimene ravim jääb võtmislugust vahetult paremale poole** (noolega lahtrisse). Sahtel liigub seadmes **päripäeva**.



4. **Määrake kellaeg.** Vajutage korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse CLOCK (kell). Määrake kellaeg kasutades nuppe 2 ja 3. Kiiremaks kerimiseks hoidke nuppe 2 või 3 all. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1.
5. **Määrake kuupäev.** Vajutage korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse DATE (kuupäev). Määrake aasta (YY), kuu (MM) ja kuupäev (DD) kasutades nuppe 2 ja 3. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1.
6. **Määrake ravimite võtmiskorrad ühes päevas.** Vajutage korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse DOSES (annused). Valige annuste hulk (kuni 24) ühes ööpäevas nuppudega 2 ja 3. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1. Kui ravimeid võetakse näiteks hommikul, päeval ja õhtul, peab DOSES olema 03; kui ainult hommikul ja õhtul, peab DOSES olema 02; kui vaid üks kord päevas, peab DOSES olema 01.
7. **Määrake meeldetuletuste kellaajad**, millal ravimeid võtta. Vajutage nuppu 1 kuni kuvatakse ALARM (alarm). Valige esimese alarmi kellaeg kasutades nuppe 2 või 3. Kinnitamiseks vajutage nuppu 1. Korrake tegevust ülejäänud alarmide puhul.

**Peamised seadistused ongi sellega tehtud. Need kehtivad ka patareide vahetamise järel. Seadistusi tuleb muuta ainult siis, kui võtmiskorrad või kellaajad muutuvad.**

8. Ravimisahtel paigutage alusele tagasi nii, et **esimene ravim jääb ravimiluugist vahetult paremale poole** (eelmisel lehel noolega näidatud lahtrisse). Järgmise meeldetuletuse ajal pöördub ravimisahtel ühe lahtri võrra automaatselt päripäeva võimaldades ligipääsu ravimiannusele.
9. **Sulgege seadme kaas sellel vajutades.** Lukustage seade keerates võtmega veerand pööret päripäeva (kui see on vajalik). Lukk asub seadme põhja all ravimiluugiga kohakuti.



10. Ravimidosaatore annab ravimi võtmisest märku vaheldumisi **helisignaali** ja **LED-lambi punase vilkumisega**. Samal ajal kuvatakse „TAKE MED“ (võtke ravim). Ravim on kättesaadav ravimiluugist. **Seadet tuleb kallutada vähemalt 90 kraadi**, et kukutada ravimid pihku või alusele. Kostab piiks, heli- ja visuaalne signaal lakkavad ning seade jääb järgmist seadistatud kellaega ootama.



## Info lähedasele või hooldajale

Kallutades seadet 15-40 kraadi ettepoole, kuvatakse **järgmise annuse aeg** (NEXT DOSE). „DOSES LEFT“ näitab, mitu annust seadmes alles on. B näitab **patareide täituvust. Patareide tühjenemisel** - alles on 20% mahust - kuvatakse LOWBATT (patarei tühjeneb).

Kui seade täidetakse mujal ja toimetatakse hoolealusele hiljem, võib kasutada START funktsiooni. Sel juhul alustab seade tegutsemist määratud kuupäeval ja kellaajal. Selleks vajutage ja hoidke all nuppu 3 kuni kuvatakse BEFORE (enne). Sejärel vajutage korduvalt nuppu 1 kuni kuvatakse START. Valige nuppudega 2 või 3 aasta (YY) ja kinnitage see nupuga 1. Korrake tegevust kuu (MM) ja kuupäevaga (DD). Kellaeg täistundides (HH) valige nuppudega 2 ja 3 (nt 07.00). Kinnitamiseks vajutage nuppu 1.

**Tootjapoolsed algseadistused taastatakse** hoides all nuppu 1 vähemalt kolm sekundit.

## Tähtis info ravimidosaatori kasutajale!

- **Seadme välispindadelt** pühkida tolmu niiske lapiga.
- **Ravimisahtlit** võib pesta sooja vee ja mitteallergeenilise puhastusvahendiga, ka nõudepesumasinas (kuni 55 kraadi). Enne tagasi asetamist peab sahtel olema täiesti kuiv.
- **Patareide** kestus normaalkasutuses on vähemalt üks aasta. Patareisid vahetades (1.5V, suurus AA, 4 tk) tuleb jälgida, et need oleks Alkaline-tüüpi. Kasutada võib ka laetavaid NiMH akusid (mittesoovitatav), siis peab kindlasti muutma vastavat seadistust menüüs (B menüü, ALC asemel NIMH). Kui patareid on tühjenemas, kuvatakse veateade ERROR 10.
- **Kui ravimisahtlil ei õnnestu automaatselt pöörata**, kostab pidev helisignaal. See võib olla tingitud ravimisahtli mittekorrektsest tagasiasetamisest või muust segavast esemest mehhanismi ja sahtli vahel. Sel juhul kuvatakse veateade ERROR 02, ERROR 04 või ERROR 08. Heli vaigistamiseks tuleb vajutada nuppu 3. Kontrollige, et mehhanismi ja ravimisahtli vahel poleks mingeid esemeid ning asetage ravimisahtel hoolikalt seadmesse tagasi.
- **Ravimeid, mis ei tohi seista õhu käes**, ei tohi ravimidosaatoris kasutada! Sobivate ravimite osas pidage nõu arsti või apteekriga.

**Seadmekomplekti kuulub (sisaldab ka nelja AA-patareid):**

